



CLASSIC

MÁSCARA DESCARTÁVEL

Cod. **207815**



+80%
de
Filtração de bactérias



INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

APRESENTAÇÃO	8 máscaras
LARGURA (máscara)	95 mm
COMPRIMENTO (máscara)	177 mm
MEDIDAS CAIXA	468 x 223 x 108 mm
PESO BRUTO	0,826 Kg
COR	Branco
CÓDIGO	207815
CÓDIGO EAN 13	789 60619 7815 9

INFORMAÇÃO TÉCNICA DE EMBALAGENS

MÁSCARAS x CAIXA	256
CAIXA x PALETE	170
CÓDIGO DUN 14	1 789 60619 7815 6

Atende a recomendação da **ABNT PR1002: 2020**

INSTRUÇÕES DE USO:

<p>Lave as mãos com água e Sabão Elite Professional antes de tocar na máscara.</p>	<p>Se necessário, para seu maior conforto, e possível afrouxar a orelha elástica. Coloque os dedos dentro do arco da orelha e os afaste delicadamente. Segure os dedos abertos por alguns segundos. Nunca puxe o arco da orelha, pois poderá danificá-lo.</p>	<p>Segure a máscara pelas orelhas elásticas e posicione-a à altura do nariz.</p>	<p>Passar as orelhas elásticas atrás das orelhas.</p>	<p>Ajuste a máscara à altura do nariz utilizando o clipe nasal e certifique-se de que ela cubra o queixo.</p>	<p>Evite tocar na máscara quando ela estiver colocada.</p>	<p>Retire a máscara removendo as orelhas elásticas de trás das orelhas.</p>	<p>Cortar orelhas elásticas.</p>	<p>Descarte a máscara colocando-a em um saco plástico, fechando-o e jogando-o fora.</p>	<p>Higienize as mãos com Álcool Gel Elite Professional.</p>
---	---	--	---	---	--	---	----------------------------------	---	--